

LETT800

Rollator - Caddy



Lett800 - rouge

N° ARTICLE: LETT800-S2



Lett800 - gris

N° ARTICLE: LETT800-S3

■ Poids: 6 kg

FICHE TECHNIQUE

- Lo/La/Ha: 50/49/86-96 cm
- Poids: 6 kg
- Largeur de l'assise: 30 cm
- Hauteur de l'assise: 48 cm
- Profondeur de l'assise: 28 cm
- Diamètre roues: 16 cm
- Poids max: 100 kg
- Charge max du sac: 15 kg
- Inclinaison poignée: 12°

ACCESSOIRES



Accoudoirs pour
Lett800

N°ARTICLE: AR800

LETT900

Rollator - Caddy



Lett900 - rouge

N° ARTICLE: LETT900P-S2



Lett900 - gris

N° ARTICLE: LETT900P-S3

■ Poids: 7 kg

FICHE TECHNIQUE

- Poids: 7 kg
- Largeur de l'assise: 35 cm
- Hauteur de l'assise: 48 cm
- Profondeur de l'assise: 28 cm
- Diamètres roues: 18 cm
- Poids max: 100 kg
- Charge max du sac: 15 kg
- Contenu du sac: 36 l
- Lo/La/Ha : 58/52/88,5-98,5 cm
- Inclinaison poignée: 0°

Mobio®

aides ergonomiques & design

Hillarestraat 20
9160 Lokeren

info@mobio.be
www.mobio.be

TEL 09 328 77 23
TVA BE0599 878 088

BANQUE BE06 0017 5063 8822
GEBABEBB