


HR 38 kg ou clinique
houssé PU M1HR 38 kg ou clinique
houssé PVC M1

Conditionnement pour toutes les références sauf 411020 C :
Cartons de regroupement : 1 pc.
Palette : 8 pc.



1 pc.



8 pc.

120 cm 80 cm

Seuls ou utilisés comme support pour les matelas à air ou visco, nos matelas cliniques sont réalisés en mousse polyuréthane HR (Haute résilience) 38 kg/m³ ou en mousse de polyéther, et protégés par une housse PVC ou PU (polyuréthane) pour une parfaite hygiène et un entretien facile.

- > Matelas adaptés aux patients en situation d'alitement pour quelques jours
- > Housse incluse de classement M1 au feu
- > Poids maximum supporté : 120 kg
- > Garantie valable 3 ans



Matelas comprimé HR



Palette standard 8pcs

DIMENSIONS

Codes	Désignations	Hauteur	Largeur	Longueur	Densité	Classement au feu (mousse)	Housse	Poids
411000	ACCESS PLUS Haute Résilience 190 PVC	12 cm	90 cm	190 cm	38 kg/m ³	M4	PVC M1	10,8 kg
411020	ACCESS PLUS Haute Résilience 190 PU	12 cm	90 cm	190 cm	38 kg/m ³	M4	PU M1	10,8 kg
411020C	ACCESS PLUS Haute Résilience 190 PU compressé	Ø35 cm x 100 cm de hauteur			38 kg/m ³	M4	PU M1	10,8 kg
412000	ACCESS 190 PVC *	12 cm	90 cm	190 cm	27 kg/m ³	NC	PVC M1	8 kg
412002	ACCESS 200 PVC *	12 cm	90 cm	190 cm	27 kg/m ³	NC	PVC M1	8 kg
412020	ACCESS 190 PU *	12 cm	90 cm	190 cm	27 kg/m ³	NC	PU M1	8 kg

* Autres dimensions possibles sur demande.

EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
411000	ACCESS PLUS Haute Résilience 190 PVC	3701127724295	
411020	ACCESS PLUS Haute Résilience 190 PU	3701127707014	
411020C	ACCESS PLUS Haute Résilience 190 PU compressé	3701127720877	6273785
412000	ACCESS 190 PVC	3701127711264	85,00 €
412002	ACCESS 200 PVC	3701127711271	
412020	ACCESS 190 PU	3701127707106	