

## MONITEUR DE SURVEILLANCE PMS8000D 6 PARAMETRES

REF DDEV0030



### DESCRIPTION

- Ecran à LED 12,1"
- ECG à 5 dérivations, 6 paramètres (PNI, SpO2, ECG/HR, Temp, Resp, PR)
- 26 modes d'arythmie différentes, analyse du segment ST et plus de précision dans la mesure du signal ECG
- Grande capacité de stockage, fonction d'enregistrement des données de support
- Système d'exploitation multilingue
- Batterie au lithium, imprimante intégrée, connexion à la centrale de surveillance
- Durée de batterie 2h
- Maximum 3h pour recharger la batterie
- Validé cliniquement
- Soumis aux normes internationales et à la réglementation en vigueur
- Produit garanti 1 an

## MONITEUR DE SURVEILLANCE PMS8000D 6 PARAMETRES

REF DDEV0030

### AVANTAGES + PRODUITS

#### MODES

26 modes d'arythmie différents

#### LANGUE

Système d'exploitation multilingue

#### PARAMETRES

6 paramètres, ECG 5 dérivations,  
Ecran LED 12.1"

### UTILISATEURS



Professionnels



Collectivités



Centres médicaux

### CARACTERISTIQUES

	OUI	NON
DISPOSITIF MEDICAL		X
CE	X	
CLASSE MEDICALE		X
GARANTIE	1 AN	
CODE EAN/DOUANIER	8051887991846 / 90189084	
PRODUIT(S) EMBALLE(S)		
L x l x h	30 x 28 x 3.8 CM	
POIDS	5.70 KG	