

**OMRON****FRAFITO**  
EQUIPMENT S.P.A.REF OMR193 / REF OMR247  
NE-C801S-E / NE-C801S-KDE

## NE-C801 / NE-C801KD

Nébuliseurs à compresseur  
pour un usage à domicile  
**Adultes et enfants**

OMR193 (NE-C801)

OMR247 (NE-C801KD)



Léger, compact, facile à transporter

- ✓ Moins de gaspillage de médicaments grâce à la technologie V.V.T.
- ✓ Fonctionnement très silencieux
- ✓ Modèle NE-C801KD spécialement conçu pour les enfants : Design attractif et fourni avec accessoires et jouets pour rendre le traitement plus agréable



Voies respiratoires inférieures

Type de modèle	Nébuliseur à compresseur
Technologie	V.V.T. (Virtual Valve Technology)
Alimentation	Sur secteur (avec adaptateur)
Livré avec	Compresseur, kit de nébulisation, tube à air, filtres à air de rechange (5 pièces), embouts buccal et nasal, masques adulte et enfant, adaptateur secteur, housse de transport, manuel d'utilisation, carte de garantie
Matériaux	Masques et tube à air : PVC sans phthalate Embout buccal ou nasal et kit de nébulisation : polypropylène
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 30 à 85%
Garantie	Compresseur 3 ans Accessoires 1 an

### Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
			Compresseur seul	Pack unitaire		
NE-C801S-E	40 15672 10564 5	142 x 72 x 98 mm	225 x 99 x 175 mm	528 x 467 x 215 mm	- 20°C à +60°	10 à 95%
NE-C801S-KDE	40 15672 10562 1	330 kg	950 g	10,9 kg		