


Ophtalmoscope Pocket LED et Pocket LED Plus de Welch Allyn

Caractéristiques techniques :



	Ophtalmoscope de poche Pocket LED	Ophtalmoscope de poche Pocket LED Plus 
Références des modèles	12870-BLK, 12870-WHT, 12870-PUR, 12870-BLU	12880-BLK, 12880-WHT, 12880-PUR, 12880-BLU
Hauteur totale	17,5 cm	17,5 cm
Largeur de la tête	3,3 cm	3,3 cm
Profondeur de la tête	3,0 cm	3,0 cm
Diamètre de la poignée	2,1 cm	2,1 cm
Poids tête et poignée (sans piles)	72,57 g (2,56 onces)	72,57 g (2,56 onces)
Type de pile	2 piles AA Alcalines	2 piles AA Alcalines
Durée de vie des piles	> 5 heures	> 5 heures
Type de lampe	LED SureColor™	LED SureColor
Durée de vie des lampes	Jusqu'à 20.000 heures	Jusqu'à 20.000 heures
Plage de dioptries	-20 à +20	-20 à +20
Incréments des dioptries	-20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	-20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20
Types de Filtres	Vert (exempt de rouge) et bleu cobalt	Vert (exempt de rouge), bleu cobalt, gris de densité neutre
Tailles des ouvertures de spot	5 (petit, moyen, grand, fente, de fixation)	5 (petit, moyen, grand, fente, de fixation)
Sortie totale à la plus grande ouverture (lumens, Andor)	.20 à .50 lumens	.20 à .50 lumens
Champ/Distribution de l'illumination, grande ouverture	11,4 mm à une distance de 50 mm	11,4 mm à une distance de 50 mm
Normes	IEC 60601-1, 60601-1-2; ISO 15004-1, 15004-2, 10942, 10993-1	IEC 60601-1, 60601-1-2; ISO 15004-1, 15004-2, 10942, 10993-1




Quatre couleurs au choix :

Noir, Bleu, Rose, Blanc

Otoscope Pocket LED et Pocket LED Plus de Welch Allyn

Caractéristiques techniques :



	Otoscope Pocket LED	Otoscope Pocket LED Plus 
Références des modèles	22870-BLK, 22870-WHT, 22870-PUR, 22870-BLU	22880-BLK, 22880-WHT, 22880-PUR, 22880-BLU
Hauteur totale	16,8 cm	16,8 cm
Largeur de la tête	3,0 cm	3,0 cm
Profondeur de la tête	5,1 cm	5,1 cm
Diamètre de la poignée	2,1 cm	2,1 cm
Poids tête et poignée (sans piles)	71,7 grammes (2,53 onces)	71,7 grammes (2,53 onces)
Type de pile	2 piles AA Alcalines	2 piles AA Alcalines
Durée de vie des piles	> 5 heures	> 5 heures
Type de lampe	LED SureColor	LED SureColor
Durée de vie des lampes	Jusqu'à 20.000 heures	Jusqu'à 20.000 heures
Transmission de la lumière	Fibre optique	Fibre optique
Pouvoir de grossissement	3,6X	3,6X
Dioptrie	10,4	10,4
Distance de travail avec spéculum de 4.25 mm (dist. visuelle, de meilleure mise au point)	12,4 mm à partir de la pointe du spéculum de 4.25 mm	12,4 mm à partir de la pointe du spéculum de 4.25 mm
Résolution avec spéculum de 4.25 mm (visuelle, lp/mm)	8 lp/mm à la distance de travail	8 lp/mm à la distance de travail
Profondeur de champ avec spéculum de 4.25 mm (visuelle)	11 à 25 mm à partir de la pointe du spéculum	11 à 25 mm à partir de la pointe du spéculum
Distance focale	96 mm (2,9 po)	96 mm (2,9 po)
Champ/Distribution de l'illumination	34,1 mm à une distance de 50 mm de la pointe du spéculum	34,1 mm à une distance de 50 mm de la pointe du spéculum
Sortie totale (lumens, Andor)	Jusqu'à 3,50 lumens	Jusqu'à 6,10 lumens
Port et joint d'otoscopie pneumatique	Oui	Oui



Quatre couleurs au choix :
Noir, Bleu, Rose, Blanc

Pour de plus amples informations sur les otoscopes et ophtalmoscopes Pocket LED et Pocket LED Plus de Welch Allyn, contactez votre représentant local ou le service clientèle de Welch Allyn.