



germanengineering

PO 30 Oxymètre de pouls

Mesure la saturation pulsée en oxygène (SpO₂) et la fréquence cardiaque (pouls)

Mesure simple et complètement sans-douleur

Petit et léger - pour une utilisation à domicile ou en déplacement

Particulièrement adapté aux personnes souffrant de :

- Insuffisance cardiaque
- Broncho-pneumopathie chronique obstructive
- Asthme bronchique

Peut également être utilisé dans le cadre de sports de haute altitude (par ex. alpinisme, ski, aviation sportive)

Affichage en couleur facile à lire

Ecran avec 4 perspectives

Luminosité de l'écran réglable

Affichage graphique du pouls

Indicateur du changement des piles

Arrêt automatique

Bandoulière et poche de ceinture incluses

Produit médical

Incl. 2 x AAA Batterie

Taille : 61 x 36 x 32 mm

Poids : env. 57g

Garantie 3 ans

Colisage : 4 / Carton de transport : 8 x 4

EAN-Nr.: 421112545430 2

Art.-Nr.: 454.30

PO 30 Pulse Oximeter

Determining arterial oxygen saturation (SpO₂) and heart rate (pulse frequency)

Simple and completely pain-free measurement

Small and light - for use at home and on the move

Particularly suitable for persons with:

- Heart failure
- Chronic obstructive pulmonary diseases
- Bronchial asthma

Suitable for sports at high altitudes (e.g. mountaineering, skiing and aviation sports)

Easy-to-read colour display

Display with 4 available views

Adjustable display brightness

Graphical display of pulse

Low battery indicator

Automatic switch-off

Incl. retaining strap and belt pouch

Medical product

Incl. 2 x AAA batteries

Product measurements: 61 x 36 x 32 mm

Product weight: approx. 57g

3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 8 x 4

EAN no.: 421112545430 2

Item no.: 454.30