



PO 45

beurer
medical

PO 45 Oxymètre de pouls

 german
engineering



Détermine la saturation en oxygène (SpO₂), la fréquence cardiaque (pouls) et l'indice de perfusion (PI)



Détermine la saturation artérielle en oxygène (SpO₂), la fréquence cardiaque (fréquence du pouls) et l'indice de perfusion (PI)

Mesure simple et sans douleur

Petit et léger - pour une utilisation à la maison et en déplacement

Particulièrement adapté aux personnes avec:

- Insuffisance cardiaque
- Maladies pulmonaires obstructives chroniques
- L'asthme bronchique

Convient aux sports à haute altitude (par exemple, alpinisme, ski et sports d'aviation)

Affichage des symboles pour une mesure inexacte

Écran couleur facile à lire

Écran couleur avec 7 formats d'affichage

Luminosité d'affichage réglable

Affichage graphique de l'impulsion

Indicateur du niveau de piles faible

Arrêt automatique

Incl. sangle de maintien et pochette de ceinture

Dispositif médical

Incl. 2 piles AAA

Dimensions: 59 x 33 x 34mm

Poids: env. 31,5 g (sans les piles)

Garantie 5 ans

Sales unit: 4 / Shipping carton: 8 x 4

EAN no.: 421112545434 0

Item no.: 454.34