




# COUSSIN POLYFORM®




## DESCRIPTIF

Coussin gel viscoélastique

## INDICATIONS

Aide à la prévention et au traitement des escarres : **Risque Nul à Faible**

## MODÈLES DISPONIBLES





POLYFORM®



POLYFORM® percé

## GEL POLYURÉTHANE VISCOÉLASTIQUE À FORTE RÉTICULATION

→ Évite toute migration du gel prévenant ainsi tout phénomène de poinçonnement de la matière en regard des saillies osseuses.



**SURFACE 100% IMPERMÉABLE.**



## HOUSSE IMPER-RESPIRANTE

(impermeabilisée et perméable à la transpiration)

→ Adaptée à l'incontinence.

→ Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.

## 2 VERSIONS DE HOUSSES DISPONIBLES *Plus d'infos p. 49*




### Avec housse(s) POLYMAILLE® **COLL**

→ Enduction polyuréthane sur textile jersey

→ Face inférieure anti-dérapante

→ **REF** se terminant par **2HW** : coussin livré avec 2 housses ●

→ **REF** se terminant par **1HW** : coussin livré avec 1 housse ●



### Avec housse soudée et sérigraphiée **COLL**

#### POLYMAILLE® HD

→ Enduction polyuréthane sur textile jersey

→ Cousue et soudée, spécialement conçue pour les environnements exigeants et/ou collectivités

→ **REF** se terminant par **1HF** : coussin livré avec 1 housse ●

MODÈLE	REF +	TERMINAISON REF. (versions disponibles)						min - MAX
		2HW	1HW	1HF				
POLYFORM®	P311C4040...	●	●	●	40 cm	40 cm	2,5 cm	40 - 120 kg
	P311C4543...	●	●	●	45 cm	43 cm	2,5 cm	40 - 140 kg
POLYFORM® percé	P313C4040...		●		40 cm	40 cm	2,5 cm	40 - 100 kg

\* Dans le cadre spécifique de la prise en charge par l'Assurance Maladie, les caractéristiques des poids extrêmes peuvent être considérées différemment.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE

Entretien housses POLYMAILLE®



NF EN ISO 597 - 1 & 2

GARANTIE

