

REPOSE JAMBE ET RELEVÉ BUSTE VISCO ELASTIQUE

Références 855038 855039



Description générale

Les Systèmes de cale et repose/relève buste et jambe sont ultimes en termes de confort et de soutien. Conçu pour les personnes souffrantes de problèmes respiratoires, de circulation sanguine, hernie hiatale, problème de dos ou cou, ou encore d'indigestion acide et/ou avec reflux. Ce système permet à l'utilisateur de caler l'utilisateur dans une position de gravité zéro, pour la tension et le stress en bas du dos, du cou et des jambes.

Notre système de coussin de lit, est conçu de la technologie BifomPad avec une couche de mousse support à mémoire de forme afin de soulager la douleur et l'inconfort. Celui-ci limite toute pression en épousant fidèlement la forme de votre corps. La mousse à mémoire de forme spéciale est également respirante et vous procure aucun échauffement en cas de position prolongée.

Ce système de luxe offre un confort et un soutien le.

Relève buste référence 855038

- Confort exceptionnel même en position prolongée
- Technologie Bifompad
- Mousse polyuréthane 22kg/m³ et une couche de mousse visco élastique d'une épaisseur 25 mm à mémoire de forme
- Coin de lit avec rouleau de cou réglable
- Forme ergonomique pour soulager les maux de dos et cou
- Deux positions inclinables : 30 et 60 degrés
- Dimensions larg. 51 x haut. 58 prof. Maxi 46 cm



Repose jambes référence 855039

- Technologie Bifompad
- Inversible pour 2 positions différentes
- Mousse polyuréthane 22kg/m³ et une couche de mousse visco élastique d'une épaisseur 25 mm à mémoire de forme
- Coin de lit avec rouleau de cou réglable
- Forme ergonomique pour soulager les jambes
- Deux positions inclinables : 30 et 60 degrés
- Dimensions larg. 51 x haut. 38 prof. Maxi 16 cm



Garantie 1 an

Certifié tissu de qualité par le fabricant

Revendeur : Identités 49

 **IDENTITÉS**

Rue de la Forgerie - ZA Pôle 49 -
49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU