

ROLLATOR KARIBU FORTA



- Qualité de fabrication irréprochable
- Système de pliage compact avec verrouillage Rollator idéal pour les déplacements à l'extérieur sécurisés.
- Il dispose de 4 grandes roues de 20 cm avec bandage souple en PU, et de passe-trottoirs très pratiques pour l'utilisation au quotidien.

Livré avec sac amovible à bandoulière.

Son système de pliage unique et sécurisant permet de le ranger dans un coffre très facilement, le système de verrouillage en position plié est très pratique.



Système de freinage haute qualité, actif avec une pression très faible.

Réglage en hauteur des poignées simplement en actionnant le bouton à indexation rapide.



Intégralement fabriqué en Espagne.
Structure aluminium allégée avec peinture grainée haute résistance.

Dimensions hors-tout : larg. 60 x prof. 66 x haut. poignées 83 à 96,50 cm en 5 positions

Dimensions assise : larg. 42 x prof. 22 x haut. 62 cm. Poids 8,5 kg.

Résistance : 150 kg.