

ROLLZ MOTION

Rollator et fauteuil roulant en un appareil



Rollz Motion

(livré avec 3 en 1: porte kit, porte canne et porte sac)

■ Poids: 11,6 kg + 3,4 kg

N°ARTICLE: 2010RM0020 (BLANC - PEBBLE WHITE)
N°ARTICLE: 2010RM0021 (BLEU - ISLAND BLUE)
N°ARTICLE: 2010RM0022 (NOIR - MATT BLACK)
N°ARTICLE: 2010RM0023 (POURPRE - MATT DARK PURPLE)

Taille Basse - Small (5 cm plus bas):
N°ARTICLE: 2011RM0021 (BLAUW - ISLAND BLUE - SMALL)
N°ARTICLE: 2011RM0022 (NOIR - MATT BLACK - SMALL)

Rollz Motion Performance

(Livré avec le sac sous le siège)

■ Pneus gonflables (roues arrières)

■ Poids: 11,6 kg + 3,4 kg

N°ARTICLE: 2010RM0014 (JUNGLE GREEN)



FICHE TECHNIQUE

	Standard	Small
■ Hauteur des poignées	87-98 cm	82-94 cm
■ Hauteur de l'assise	55 cm	50 cm
■ Largeur	65,5 cm	
■ Largeur de l'assise	45 cm	
■ Longueur	63 cm	
■ Profondeur de l'assise	42 cm	
■ Poids supporté	125 kg	
■ Poids	11,6 kg + 3,4 kg	
■ Diamètre des roues	30 cm arrière et 20 cm avant	
■ Lo/H/La sac de course	42/35/20 cm	
■ Contenu sac de course	20 l	
■ Charge max sac de course	10 kg	
■ Longueur en mode fauteuil	110 cm	

Hillareststraat 20
9160 Lokeren

info@mobio.be
www.mobio.be

TEL 09 328 77 23
TVA BE0599 878 088

ACCESSOIRES




Porte canette

N°ARTICLE: 1020RM0002



Dossier

N°ARTICLE: 1020RM0012



panier sous le siège

N°ARTICLE: 2030RM0087




housse de transport

N°ARTICLE: 1020RM0010



3 en 1: porte kit, porte canne, et porte sac

N°ARTICLE: 2030RM0049



Parapluie - parasol

N°ARTICLE: 1020RM0019



Plateau

N°ART: 1020RA0001RM-RF-TRAY



Crochet de fixation

N°ARTICLE: 1020RM0026



Set 2 roues pneumatiques et 2 en caoutchouc PU

N°ARTICLE: 1020RM0020



Grand sac de course

N°ARTICLE: 1020RM0004



Stylo de retouche

N°: 1020RM0024 (VERT)
N°: 1020RM0014 (POURPRE)
N°: 1020RM0015 (BLANC)
N°: 1020RM0016 (BLEU)
N°: 1020RM0013 (NOIR)



Pompe à main

N°ARTICLE: 1020RM0023

Pompe électrique
N°ARTICLE: 1020RM0025