



# Sacs à déchets Type 100L Jaune

# Fiche Technique HOSTO10028JA

- ✓ Sac à lien coulissant pour DASRI
- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés
- ✓ Sac conforme à la norme NFX 30-501 : Déchets d'activité de soins mous à risque infectieux (DASRI)

Caractéristiques	
Capacité du sac	Type 100L
Dimensions hors tout (l x h)	820 x 900 mm (+/- 3,5%)
Épaisseur	28 µm (+/- 8%)
Couleur	Jaune
Type de sac / fermeture	Sac à liens coulissants
Type de soudure	À Plat
Bande Papier	Imprimée
EAN carton	EAN SPHERE à définir

Caractéristiques mécaniques	
<b>DART TEST : Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine.</b>	
Hauteur de chute du poinçon : 66 cm	
<b>NF EN ISO 7765-1</b>	
Dart	84 g (+/- 10%)

Logistique	
Nomenclature douanière	3923 21 00
Nombre de sacs par rouleau	25
Nombre de rouleau par carton	10
Nombre de sacs par carton	250
Nb de cartons par rang*	8
Nb de cartons par palette*	56
Nb de sacs par palette*	14 000
Dimensions du carton* (mm)	/
Dimensions palette (mm)	800x1200
Hauteur palette (m)	/
Type palette	Perdue

\* : informations évolutives dans le cadre d'optimisations logistiques


Caractéristiques concernant l'utilisation	
Type de déchets	Déchets d'activité de soins à risques infectieux (DASRI)
Type de support	Poubelle

Certifications usine	
 Environnement ISO 14001	 Qualité ISO 9001



Impression des sacs	
Libellé impression	NFX
Type d'impression	Repérée
Couleur d'impression	noire

Composition
Polyéthylène



Certifications produit
Norme NFX 30-501