

SD3



SD3

Avec une excellente sensibilité, une interchangeabilité complète et une grande durabilité, les échographes SD3 série Ultrasonic Pocket Doppler sont idéaux pour la détection du rythme cardiaque fœtal de routine par les cliniciens. De plus, le Doppler vasculaire SD3 polyvalent, compact et portable est idéal pour les cliniciens pour la détection vasculaire rapide.

- Plug-and-play
- Conception compacte avec une seule main
- Écran OLED lumineux avec affichage FHR en temps réel
- Sonde 2 MHz avec pénétration profonde pour les grossesses ultérieures et les patients plus grands
- La sonde 3 MHz détecte les battements cardiaques fœtaux dès 9 semaines
- 4/5 / sonde 8MHz pour la détection du flux sanguin
- hors tension automatique tout en mettant la sonde de retour au rack (SD3 PLUS & SD3 PRO)
- surveillance en temps réel pour une utilisation quotidienne
- enregistrement & play avec la lecture audio et affichage numérique des
- piles normales AA pour le remplacement facile
- intégré La batterie rechargeable Li-ion assure un long temps de travail
- Conception unique du support de chargeur