

SIÈGES AUTO



IPAI LGT

Code LPPR 6264935

Réf. 460000



CARACTÉRISTIQUES

- Crash testé en accord avec la **norme ECE R44/04** ;
- **Harnais 5 points rembourré**, réglable en hauteur, boucles ajustées indépendamment ;
- **Rembourrage** confortable entre les boucles et le pelvis ;
- Adaptateur **ISOFIX inclus** avec **réglage à une main** ;
- **Appui-tête réglable en hauteur**, incluant guides ceinture ;
- **Protection contre les impacts latéraux** brevetée SICT™, réglable de manière indépendante de chaque côté ;
- **Cales latérales réglables** indépendamment en hauteur, incluses ;
- Revêtement **amovible respirant, lavable** à 30°C ;
- **Montage et démontage de chaque accessoire en quelques secondes**, même si le siège est déjà installé !
- **Réglage en profondeur de l'assise** coulissant de +2 à +12cm (option)
- **Réglage en largeur de l'assise** avec cales latérales (incluses).



DIMENSIONS

DIMENSIONS	IPAI - LGT
Largeur d'assise AR (pelvis)	23 / 31 cm
Largeur d'assise AV (genoux)	34 cm
Profondeur d'assise	32 - 44 (option) cm
Hauteur de dossier (épaules)	38 - 58 cm
Hauteur du sommet	59 - 79 cm
Hauteur des cale-tronc	20 - 33 cm
Distance entre les cale-tronc	14 - 28 cm
Angle du dossier	85 - 120°
Hauteur Hors tout	67 - 85 cm
Largeur Hors tout	48 cm
Profondeur Hors tout	39 cm
Poids	7 kg
Poids supporté	36 kg

Les + produit

- ✓ Léger ;
- ✓ Confortable et sécurisé ;
- ✓ Revêtement déhoussable sans outils et lavable ;
- ✓ Fixation ISOFIX incluse ;
- ✓ Bon maintien postural.

ACCESSOIRES POUR IPAI-LGT

Bloc d'abduction
réf 460400E*

Nécessite adaptateur

Réf : 460200

Réglage en profondeur
de 2 à 12 cm
réf 460850

Nécessite adaptateur

Réf : 460200

Bloc inclinasion
siège 10°
réf 460100Tablette
réf 460600Protection siège
réf 460780Sangle réduction
écartement harnais
réf 460640Support pour tête
réf 460630

* Si le réglage en profondeur n'est pas choisi, choisissez la réf 460400OL (bloc d'abd. si pas régl. prof.) : pas besoin de l'adaptateur

Développer l'espace de liberté