



Equilibre l'insuffisance lumineuse : pour le bien-être en hiver

En hiver, l'insuffisance lumineuse peut conduire à différents symptômes que la lumière artificielle ne peut compenser. :

- Déséquilibre
- Mauvaise humeur
- Manque d'énergie et de motivation
- Malaise général

Cette lampe spéciale à lumière du jour peut influencer - sans médicament - le budget hormonal par une utilisation préventive.

Balancing shortage of light: Well-Being in winter

In winter, there may be light deficiency (disturbance of the hormone-budget):

- imbalance
- depressed mood
- less energy and motivation
- general malaise

Artificial light can not compensate.

The special, bright light of daylight lamp can influence - without medicine - the hormone budget and preventive or treated used.

germanengineering

## TL 90 Lampe à lumière du jour TL 90 Brightlight

Lampe à lumière du jour pour le bien-être en hiver

Design unique

Simulation de la lumière du soleil:

Intensité lumineuse d'env. 10.000 Lux  
(à une distance de 15-20cm)

Indicateur de temps du traitement en étapes de 15 min. (8 LEDs)

Eclairage particulièrement lumineux et uniforme

Démarrage sans clignotement - une lumière agréable immédiatement sans effet stroboscopique

Eclat régulier - sans UV

Eclairage à économie d'énergie

Réglage de l'inclinaison continu avec pied stable

Commande à un seul bouton pratique

Produit médical certifié

2 tubes de 36 watts

Efficacité de la fibre : ~ 98%

Efficacité de l'ampoule à la source : 64 lm/W

Température des couleurs des cathodes froides : 6.500 K

Taille : 581 x 337 x 241 mm

Taille de la base : 292 x 241 x 117 mm

Surface lumineuse : 513,6 x 337 mm

Poids : env. 3 kg

Garantie 3 ans

Colisage : 2 / Carton de transport : -

EAN-Nr.: 4211125 60830 9

Art.-Nr.: 608.30

Light box with daylight

- For use in case of light deprivation

Exceptionally attractive design

Simulation of sunlight:

Intensity of light approx. 10.000 Lux  
(at a distance of 15-20 cm)

Treatment time indicator in 15-min-steps (8 LEDs)

Exceptionally bright and even illumination

Flicker-free starting - immediately pleasant light without stroboscopic effects

Flicker-free and UV-free

Energy-saving light source

Continuously adjustable inclination with stable stand

Convenient one-button operation

Certified medical product

2 x 36 Watt tube

Degree of efficiency of the ballast: ~ 98%

Source efficiency of the bulb: 64 lm/W

Color temperature of tubes: 6.500 Kelvin

Product measurements: 581 x 337 x 241 mm

Base measurements: 292 x 241 x 117 mm

Illumination surface: 513.6 x 337 mm

Product weight: approx. 3 kg

3 year guarantee

Sales unit: 2 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 60830 9

Item no.: 608.30