



TL 85 Lampe de luminothérapie



simulation
of daylight
at 12.000 lux



Simulation de la lumière du jour:
Intensité lumineuse d'env. 12 000
lux à 20 cm de distance*

4 timer
settings



4-niveaux de traitement (de 30 à
120 minutes)

medical
device



Dispositif Médical

À utiliser en cas de symptômes de manque de lumière: par
ex. manque d'énergie, de dynamisme, humeurs variables

Répartition uniforme de la lumière grâce à une technologie
d'éclairage innovante

4 durées de traitement - sélectionnable sur l'écran

Minuterie avec arrêt automatique

Fonction mémoire pour la durée de traitement

Exceptionally bright and even illumination

Intensité lumineuse: 12.000 Lux (distance approx. 20 cm*)

Sans scintillement

Sans UV

Technologie LED avec économie d'énergie

Convenient touch button operation

Support robuste et pied rétractable = gain de place

Inclinaison ajustable

Adaptateur secteur inclus, longueur de câble: env. 300 cm

Dispositif médical

Indice de rendu des couleurs CRI: > 90

L'indice de rendu des couleurs (IRC) décrit la reproduction et la perception réalistes des
couleurs sous la lumière artificielle par rapport à la lumière naturelle. CRI est une
caractéristique de qualité pour les sources de lumière artificielle (CRI de la lumière du soleil =
100).

Température de couleur : 6500 K +/- 400 K

Surface d'éclairage : approx. 37 x 30 cm

Dimensions : 30.0 x 23.5 x 45.2 cm

Poids approximatif 1.340 g


Garantie : 3 ans

Colisage : 2 unités par colis -

EAN-N°: 6970229250293

Référence article: 608.42

Energy-saving LED technology



* Lux	Distance
12.000	approx. 20 cm
5.000	approx. 30 cm
2.500	approx. 45 cm

** without harmful UV radiation