



Tonicross Liberty



RUPIANI
vers l'autonomie

Tonicross Liberty



- Châssis surbaissé facilitant l'accès
- Extrêmement maniable grâce à ses roues rayonnées de 20''
- Garde boue, Guidon corne de boeuf, panier arrière de série
- Différentiel, Frein Tambour et Eclairage route de série
- Selle large Gel et moyeu 3V avec roue libre intégrée
- Nombreux accessoires en option

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur hors tout	159cm
Largeur hors tout	72cm
Hauteur d'entrejambes	66-90cm
Hauteur selle / sol	79-101cm
Hauteur guidon / sol	121-134cm
Dimensions des roues	20''x1.75''
Poids du tricycle	23kg
Largeur du panier arrière	41cm
Accessoires disponibles	Appui-dos, Sabots, Tuteur de jambes, Butées directionnelles, Réglage antéropostérieur, Appui ventral, Anti-équin, Selle monocycle, Panier avant, Home trainer, Porte canne
Châssis	Acier
Poids maxi de l'utilisateur (kg)	95
Couleur	Gris Titane / 7 couleurs de fourche



RUPIANI

74, avenue du 8 Mai 1945
69120 Vaulx-en-Velin
vers l'autonomie...

Tél : (33) 04 37 45 02 54
Fax : (33) 04 37 45 02 55
Courriel : info@rupiani.fr
Web : www.rupiani.fr