



Gamme Tonicross



Basic



City



Plus



Liberty



RUPIANI

vers l'autonomie

Gamme Tonicross

| | BASIC | CITY | PLUS | LIBERTY |
|---------------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| Tailles | T0-1-2-3-4 | Junior-Adulte | T1-2-3-4 | Adulte |
| Tricycle Pliant | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cadre Surbaissé (T4) | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Version XL (T4) / XP | <input checked="" type="checkbox"/> / - | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> / - | - |
| Couleurs Standards | 2 | 3 | 30 | 7 |
| Options | | | | |
| Appui-dos | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Double appui-dos | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Appui-ventral | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sabots | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tuteur de jambes | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Guidon Cadre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Guidon papillon | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Guidon Corne de boeuf | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Standard |
| Garde Boue | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Standard |
| Eclairage | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Standard |
| Butées directionnelles | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Système anti-équin | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Canne à pousser | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Porte canne | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Réglage antéro-postérieur | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Panier avant | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Panier arrière (City-T4) | | Standard | <input checked="" type="checkbox"/> | Standard |
| Selle Gel Confort | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Standard |
| Selle monocycle | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Home Trainer | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Roue libre avec frein | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dérailleur 5 vitesses | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Frein rétropédalage | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Marche arrière | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Différentiel | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Standard |
| Frein tambour | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Standard |
| Frein à disque | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Poids max utilisateur | 95kg (T4) | 110kg (Adulte) | 95kg (T4) | 95kg |
| € TTC à partir de | 631.17 | 798.00 | 1394.00 | 1990.00 |



RUPIANI

Mobilité et Posture vers l'autonomie...

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin

Tél : (33) 04 37 45 02 54































Fax : (33) 04 37 45 02 55

Web : www.rupiani.fr

Courriel : n.lafi@rupiani.fr

Document non contractuel

Accessoires

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Appui-Dos | Double Appui-Dos | Appui Ventral | Sabots | Tuteurs de Jambes |
|  |  |  |  |  |
| Guidon Cadre | Guidon Papillon | Guidon Corne de Boeuf | Garde Boue | Kit Eclairage |
|  |  |  |  |  |
| Butées Directionnelles | Système Anti-Equin | Canne à Pousser | Porte Canne | Réglage Antéro- Postérieur de la selle |
|  |  |  |  |  |
| Selle T0 | Selle T1-2 | Selle T3-4 | Selle Gel Confort | Selle Monocycle |
|  |  |  |  |  |
| Panier Avant | Panier Arrière | Pignon Fixe | Roue Libre | Frein V-Brake |
|  |  |  |  |  |
| Dérailleur | Frein Rétropédalage | Kit Assistance Electrique | Frein Disque | Différentiel |



RUPIANI

Mobilité et Posture vers l'autonomie...

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin

Document non contractuel









































Tél : (33) 04 37 45 02 54

Fax : (33) 04 37 45 02 55


Web : www.rupiani.fr

Courriel : n.lafi@rupiani.fr

Accessoires

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|--|
| TONICROSS LIBERTY |  |  |  |  |  |  |  | | |
| |  |  |  |  |  |  | | | |
| TONICROSS PLUS |  |  |  |  |  |  | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | | |
| | | | | | | | | | |
| TONICROSS CITY |  ON Noir Onyx |  JA Jaspe Cuivre |  QU Gris Quartz | | | | | | |

couleur du cadre couleur de la fourche et de la déco



Légende

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 et Liberty | T4XL | City Jr | City Adu | City XP |
|--|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|---------|----------|---------|
| Largeur extérieure des roues (cm) | 56 | 58 | 62 | 70 | 70 | 80 | 72 | 72 | 82 |
| Largeur hors tout (cm) | 59 | 61 | 66 | 75 | 75 | 85 | | | |
| Diamètre des roues (") | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Longueur hors tout (cm) | 94 | 115 | 126 | 140 | 160 | 160 | 159 | 159 | 159 |
| Hauteur selle/pédale maxi (cm) | 33* | 40* | 43.5* | 59* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* |
| Hauteur d'entrejambes (cm) | 32-42 | 38-45 | 45-57 | 57-73 | 66-90 | 66-90 | 60-84 | 66-90 | 66-90 |
| Longueur de la manivelle (cm) | 10 | 10 | 12.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Course de réglage de la selle (cm) | 9 | 9 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Longueur hors tout plié (cm) (Plus) | | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | | | |
| Largeur hors tout plié (cm) (Plus) | | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | | | |
| Hauteur plié (cm) (Plus) | | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 | | | |
| Poids du produit (kg) | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 20 | 23 | 23 | 25 |
| Poids maxi utilisateur (kg) | 20 | 35 | 50 | 60 | 95 | 95 | 100 | 110 | 135 |

* Ajouter 3cm si un appui-dos est installé



RUPIANI

Mobilité et Posture vers l'autonomie...

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin

Document non contractuel

Tél : (33) 04 37 45 02 54

Fax : (33) 04 37 45 02 55

Web : www.rupiani.fr

Courriel : n.lafi@rupiani.fr