

Tonicross Plus

4 tailles

TONICROSS Plus est un modèle de tricycle de rééducation **pliable** conçu pour vous apporter la solution du transport et du rangement.

La simplicité, la rapidité du pliage et du démontage des roues permettent de le transporter dans un coffre de voiture et élargissent ses possibilités d'utilisation.

Le **TONICROSS Plus** est entièrement configurable avec l'ensemble des équipements de la gamme.

TONICROSS Plus est fabriqué en 4 tailles en fonction de la hauteur d'entrejambes de l'utilisateur.

Les tailles adultes **T4** et **T4 XL** sont surbaissées avec un passage de jambes à 18 cm du sol. Il sont équipés en série d'un panier arrière amovible.

La taille adulte **T4XL** est équipée d'une voie arrière élargie, 85 cm, qui augmente la stabilité.

COLORIS

Gamme standard de 30 couleurs au choix
(Reportez-vous à la page 9)
Autres coloris sur demande

DIMENSIONS (cm)

Hauteur entrejambes	de 38 à 45	de 45 à 57	de 57 à 73	66 et plus
Référence	T1	T2	T3	T4 - T4XL
Poids maxi utilisateur (kg)	35	50	60	95
Poids (kg)	12	13	17	20

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Reportez-vous aux pages 5.6 et 5.7



Modèle T4+ surbaissé avec panier arrière



Pliage compact pour un transport facilité



Modèle T3 Fuschia bleu ciel