



\*EP2050393



🍏 — avant le repas  
before eating

🍷 — après le repas  
after eating

✳️ — marquage général  
general marking

**Sans code**



nouvelles couleurs  
new colours



germanengineering

## GL 44 mg/dL Lecteur de glycémie

Facile à utiliser : grand écran, écran éclairé, fente d'introduction lumineuse, bandes de test larges, marquage facile de la valeur mesurée pour une prise en charge optimisée du diabète : avant le repas, après le repas, marquage général

Dépistage de sous-alimentation : mesure uniquement sur un échantillon sanguin suffisamment grand

Autopiqueur breveté doux & sûr

Kit de démarrage : appareil de massage, autopiqueur, capuchon AST, 10 lancettes, 10 bandes de test, piles, étui, mode d'emploi, manuel abrégé, journal de glycémie sanguine, câble USB

Adapté à l'auto-évaluation

0,6 µL de sang suffisent

Temps de mesure : env. 5 secondes

Sans code

480 valeurs mémorisables avec date et heure (sauvegardées même lors d'un changement de piles)

Les résultats sauvegardés peuvent défilés de haut en bas

Valeurs moyennes sur 7, 14, 30 ou 90 jours

Échantillon de sang : sang complet frais (capillaire)

Étalonné sur le plasma

Capuchon AST utilisable

Plage de mesure : 20-630 mg/dL

Avec câble USB et logiciel HealthManager à télécharger gratuitement sur : [www.beurer.com](http://www.beurer.com) → SERVICE → Download

Arrêt automatique

Taille : 52 x 95 x 16 mm

Poids : env. 44 g (piles incluses)

2 piles lithium CR 2032 pour plus de 1 000 mesures

Stockage/Transport :	Température :	Humidité :
Appareil :	-10°C à +65°C	< 90 %
Bandes de test :	+2°C à +30°C	< 90 %
Système d'exploitation :	+10°C à +40°C	< 90 %

Produit médical

Garantie 3 ans

	EAN-Nr.:	Art.-Nr.:
Noir	4211125 463151	463.15
Violet	4211125 463137	463.13
Blanc	4211125 463113	463.11



## GL 44 mg/dL Blood Glucose Monitoring System

Easy to use: Illuminated test strip insertion slot, large illuminated display, wide test strips, simple measurement marking for optimised diabetes management: before eating, after eating, general marking

Blood volume check: measurement only possible with sufficient sample of blood

Patented\* soft & safe lancing device

Starter Pack: measuring unit, lancing device, AST-clear cap, 10 lancets, 10 test strips, batteries, pouch, instruction manual, short instruction, blood glucose diary, USB cable

Suitable for self-testing

Only 0.6 µl of blood necessary

Period of measurement: approx. 5 seconds

Codefree

480 stored results with date, time (data memory also with battery change)

Stored results can be scrolled forward and back

Average value calculation for 7, 14, 30 or 90 days

Blood sample: fresh whole blood (capillary)

Plasma calibrated

AST possible

Measurement range: 20-630 mg/dL

With USB cable and Health-Manager software download for free under: [www.beurer.com](http://www.beurer.com) → SERVICE → Download

Automatic switch off

Product measurements: 52 x 95 x 16 mm

Product weight: approx. 44 g (including batteries)

2 x Lithium batteries CR 2032 for more than 1.000 measurements

Storage/Transport:	Temp.:	Rel.humidity:
Unit:	-10°C to +65°C	< 90 %
Test stripes:	+2°C to +30°C	< 90 %
Operating:	+10°C to +40°C	< 90 %

Medical product

3 year guarantee

	EAN no.:	Item no.:
Black	4211125 463151	463.15
Purple	4211125 463137	463.13
White	4211125 463113	463.11



medical

beurer



Dépistage de sous-alimentation

Ecran XXL

Fente d'introduction lumineuse

Bandes de test extra larges

BLOOD VOLUME CHECK

XXL display

Illuminated insertion slot

Wide test strips

Sans code



Logiciel gratuit à télécharger



Violet



Blanc



Noir