



Ceinture double serrage résistante ▶ Hauteur 26 cm ▶ Simplicité du taillage : 3 tailles ▶ Action ciblée sur la zone lombo-sacrée	<b>INDICATIONS :</b> • Lumbalgie subaiguë • Lumbalgie chronique • Reprise d'activité
---	---

Force du maintien : **1 2 3 4 5**

Polyester 64%    Elastodiène 30%    Polyamide 6%



LA SL - H26 CM	LPPR : 55,86€ TTC / 201E00.022		
Taille	1	2	3
Tour de taille	60 - 85 cm	85 - 110 cm	110-135 cm
Référence	37011 2630621 8	37011 2630622 5	37011 2630623 2

**COMMENT BIEN DÉLIVRER UNE CEINTURE LOMBAIRE ?**

1. En fonction du stade de la **lombalgie** et du niveau d'activité professionnelle ou de loisir du patient, délivrez la ceinture la plus adaptée en utilisant l'arbre décisionnel

2. **Prise de mesure :** prenez le tour de taille du patient, 2 cm au dessus des crêtes iliaques



3. **Essayage et mise en place**

- Adapter le baleinage en fonction de la cambrure du patient
- Montrer la mise en place sur vous-même puis laisser le patient positionner la ceinture et corriger si besoin
- Rappeler le temps de port selon la pathologie

# BON DE COMMANDE LA SL

	T1	T2	T3
LA SL			



10% des volumes    70% des volumes    20% des volumes



Panachage recommandé pour un stock utile

Date de livraison : .....

## BON DE COMMANDE

Commande à transmettre directement  
à CIZETA MEDICALI

Pharmacie : .....

Téléphone : .....

Date : .....

Tél : 02 48 96 87 93 - Fax : 02 48 96 80 91 -  
Mail : commande@cizetamedicali.fr

cachet

Toute commande passée avant 15h : livraison le lendemain  
CIZETA MEDICALI FRANCE - 109 rue de la brasserie - 18 200 Saint Amand Montrond Tél : 02 48 96 87 93 Fax : 02 48 96 80 91

[www.cizetamedicali.fr](http://www.cizetamedicali.fr)

Les orthèses Cizeta ortò sont des dispositifs médicaux (directive 93/42/CEE) de classe I, indiqués dans le traitement des troubles musculo-squelettiques et élaborés par Cizeta Medicali. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et suivre les recommandations pour un bon usage. L'évaluation de la conformité a été réalisée par auto-certification. Les produits Cizeta ortò sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.165-1 du code de la Sécurité Sociale. Mars 2019 - 18352386CT - Fiche produit LA SL

