

TÉLÉPHONES FILAIRES

Réf. GEE019

SERENITIES+ DÉTECTION DE CHUTE



Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans



SERENITIES+ DÉTECTION DE CHUTE



Le «Serenities + détection de chute» est un téléphone filaire avec un bracelet «détecteur de chute» qui permet de limiter considérablement le temps d'attente avant que quelqu'un ne vienne le secourir. Le bracelet se met à vibrer en cas de détection de chute, un mouvement ample du bras permet d'annuler l'envoi du signal. Dans le cas contraire, le bracelet envoie un signal au Serenities qui génère alors un appel d'urgence. Il peut aussi être utilisé comme une télécommande classique d'appel d'urgence. Le téléphone possède un large écran rétro-éclairé à grands caractères, une mémoire SOS d'urgence, 5 mémoires directes, un haut-parleur et mains libres. Il est notamment doté d'un compartiment pour batterie rechargeable en cas de coupure de courant. Grâce à la télécommande il est possible de décrocher en fonction mains libres. Il peut y avoir 5 télécommandes sur une même base et le bracelet possède une autonomie d'environ deux ans selon l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Guidage vocal partiel
- ◆ Raccrochage automatique
- ◆ Surveillance à distance depuis n'importe quel autre téléphone

DONNÉES TECHNIQUES

◆ Plages de mesure	: N/A	◆ Humidité	: N/A	◆ Alimentation	: Batterie
◆ Dimensions	: 7x28x28 cm	◆ Pression	: N/A	◆ Certifications	: N/A
◆ Poids	: N/A	◆ Protection eau et poussière	: NA	◆ Organisme notifié	: N/A
◆ Température	: N/A			◆ Code EAN	: N/A



**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS**

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France