



# ACCESSOIRES GAMME ULTRASONIQUE



## LE PIED ROULANT

- Hauteur réglable. Monte et descend sur une large amplitude, pour mieux s'adapter aux différentes situations (lits Alzheimer, couveuses, etc...)
- Plateau conçu pour faciliter la préparation de la séance et le rangement des accessoires. Aisément nettoyable et décontaminable.
- Doté d'un frein au niveau des roulettes.
- Porte notice, permettant aux services de personnaliser le dispositif avec leur propre protocole d'utilisation.

HAUTEUR MAX : 93 cm



HAUTEUR MIN : 55 cm



**PIED ROULANT SANS TABLETTE**  
 → Disponible en version sans tablette, pour les espaces plus restreints (petite chambre, bloc opératoire...).



Désignation	REF	Appareils compatibles
Pied roulant	2150	LS2000+ / DP100+
Pied roulant sans tablette	2151	LS2000+ / DP100+



LE RÉCHAUFFEUR (HUMIDIFICATION)



FIABILITÉ DE FONCTIONNEMENT


- Absence de stagnation d'eau à l'intérieur du dispositif.
- Ne se bouche pas.

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE (DP100+ uniquement)

- 3 réglages de température possibles, assurant plus de confort pour le patient.

GRANDE FACILITÉ DE DÉSINFECTION ET DE NETTOYAGE

- Dispositif nettoyeable par immersion
- Tube de diamètre important permettant un accès facilité pour un nettoyage et un séchage minutieux.



RÉCHAUFFEUR pour LS2000+ / DP100+  
Réf. 2250

RÉCHAUFFEUR pour LS2000 / DP100  
Réf. 2200

SÉCURISATION ACCRUE

- Présence d'embouts qui protègent l'utilisateur d'un contact avec la surface chauffante lors des manipulations.
- Design minimisant la production de gouttelettes et la température de chauffe du dispositif.

Désignation	REF	Appareils compatibles
Réchauffeur	2250	LS2000+ / DP100+
Réchauffeur	2200	LS2000 / DP100 (anciennes versions)

AUTRES ACCESSOIRES



EMBOUIT À OXYGÈNE

- Cet accessoire permet de connecter une source d'oxygène sur le circuit d'air du LS2000+ ou du DP100+.
- L'embout à oxygène se positionne généralement entre le filtre antibactérien et le tuyau d'arrivée d'air.



MALLETTE



BOUTEILLE À VIS POUR HUMIDIFICATION (1 L)

Désignation	REF	Appareils compatibles
Embout à oxygène	2201	LS2000+ / DP100+
Mallette	2050	LS2000+ / DP100+
Bouteille à vis pour humidification (1 L)	3417	LS2000 / LS2000+ / DP100 / DP100+
Bouteille à vis pour humidification (1 L) x 6	3415	LS2000 / LS2000+ / DP100 / DP100+