

# MODELITO XTRA Rollator



**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 136 KG

Conçu pour l'extérieur comme pour l'intérieur, le **MODELITO CLASSIC Xtra** est fabriqué en duraluminium pour une maniabilité sans équivalent. Il est doté de fonctionnalités et d'accessoires pratiques pour se déplacer en toute sécurité.

**Matériaux : aluminium et assise nylon**


- > Sacoche cabas de série
- > Porte-canne
- > Roues avant directionnelles
- > Freins parking
- > Roues larges : Ø 16 et 18 cm
- > Franchisseur d'obstacle
- > Sangle de dossier



Vidéo de présentation



Conditionnement :  
Carton de regroupement : 1  
Palette : 24



Pliage ultra compact



## DIMENSIONS

Hauteur assise-sol	53 cm
Hauteur totale	79/91 cm
Largeur hors tout	66 cm
Largeur entre les poignées	48 cm
Dimension assise	44*19,5 cm
Longueur poignées	12 cm
Profondeur totale	78 cm
Encombrement replié	83*28*30,5 cm
Diamètre des roues avant / arrière	160 / 180 mm
Poids	7,14 kg



Boite couleur

## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC
243876	MODELITO CLASSIC XTRA	3401040906906	3701127717181	Ancien code : 1285619 Nouveau code : 6273851 53.81 €

