



PPR: 59,99 €  
Oct. 2018

BM 54

beurer  
medical

## BM 54 Bluetooth® Tensiomètre au bras connecté german engineering



universal  
cuff

Avec brassard pour une circonférence de bras de 22 à 44 cm



risk  
indicator

Classification des mesures avec échelle de couleur



Mesure entièrement automatique de la pression sanguine et du pouls au niveau du bras

Détection d'arythmie: Avertissement en cas de troubles du rythme cardiaque

2 x 60 emplacements de mémoire

Valeur moyenne de toutes les mesures stockées et de la tension artérielle du matin et du soir des 7 derniers jours

Écran XL facile à lire

Date et heure

Arrêt automatique

Message en cas d'erreur d'utilisation

Mesure automatique par inflation: pour une mesure rapide et confortable

4 piles x 1,5V AAA et pochette de rangement

Dispositif médical

Dimensions (LxlxH): 139 x 94 x 48 mm

Poids: approx. 349 g (sans piles et sans brassard)

Garantie 5 ans


Sales unit: 4 / Shipping carton: 4 x 4

EAN no.: 4211125 65512 9

Item no.: 655.12



## CONNECTION



Connexion innovante entre smartphone et tensiomètre - gardez une trace de vos mesures chez vous et en déplacement. Facilement synchronisé avec votre smartphone via Bluetooth®.



Syncs with  
 • iOS ≥ 8.0  
 • Android™ ≥ 4.4  
 • Bluetooth® ≥ 4.0



Liste des appareils compatibles

\* tested online application "beurer HealthManager" Cloud  
 Can only be used with its full functionality with the „beurer HealthManager“ app.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.