

MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTIONS DE MONTAGE



AQUATEC

Montage des Seitenklappenabweisers *Aquatec® Orca / Beluga* – Best. Nr. 15309


Assembly side flap diverter *Aquatec® Orca / Beluga* – order no. 15309

Montage de l'écarteur de montant latéral *Aquatec® Orca/Beluga* – référence de commande 15309

1.




2.



3.



4.



Der Seitenklappenabweiser ist an der Stelle des Handgriffs zu montieren, die am weitesten in die Wanne hineinragt. Er verhindert eine Kollision der Seitenklappe mit dem Handgriff während der Auffahrt.

Mount the side flap diverter to the handle where it extends most into the bathtub. The side flap diverter averts a collision of the side flap with the handle while moving up.

Monter l'écarteur de montant latéral sur la poignée là où il se prolonge le plus loin dans la baignoire. L'écarteur de montant latéral évite une collision du montant latéral avec la poignée lors des mouvements ascendants.