



# SANITAS

## SBM 37

### quick start guide



- D** Batterien einlegen (4 x AAA, 1,5 V).
- GB** Insert batteries (4 x AAA, 1.5 V).
- F** Insérez les piles (4 x AAA, 1,5 V).
- I** Inserimento delle batterie (4 x AAA, 1,5 V).
- RUS** Установка батареек (4 шт. типа AAA, 1,5 В).



- D** Bluetooth® im Einstellungs Menü des Blutdruckmessgerätes aktivieren.
- GB** Activate Bluetooth® in the settings menu of the blood pressure monitor.
- F** Activer la fonction Bluetooth® dans les paramètres du tensiomètre.
- I** Attivare il Bluetooth® nel menu di impostazione del misuratore di pressione.
- RUS** Активируйте Bluetooth® в меню настроек прибора для измерения кровяного давления.



- D** Bluetooth® in den Einstellungen des Smartphones aktivieren.
- GB** Activate Bluetooth® in the smartphone settings.
- F** Activez le Bluetooth® dans les paramètres du smartphone.
- I** Attivare il Bluetooth® nelle impostazioni dello smartphone.
- RUS** Активируйте функцию Bluetooth® в настройках смартфона.


- D** Weitere Informationen unter [www.sanitas-online.de](http://www.sanitas-online.de)
- GB** Further information at [www.sanitas-online.de](http://www.sanitas-online.de)
- F** Pour plus d'informations, consultez le site Web [www.sanitas-online.de](http://www.sanitas-online.de)
- I** Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.sanitas-online.de](http://www.sanitas-online.de)
- RUS** Дополнительная информация приведена на сайте [www.sanitas-online.de](http://www.sanitas-online.de)




- D „HealthCoach“ aus dem App Store installieren.
- GB Install „HealthCoach“ from the App Store.
- F Installez « HealthCoach » dans l'App Store.
- I Installare „HealthCoach“ nell' App Store.
- RUS Установите приложение « HealthCoach » через App Store.



- D App starten und den Anweisungen folgen.
- GB Start the app and follow the instructions.
- F Démarrez l'application et suivre les instructions.
- I Avviare la app e seguire le istruzioni.
- RUS Запустите приложение и следуйте указаниям.



- D SBM 37 in App auswählen.
- GB Select SBM 37 in the app.
- F Sélectionnez SBM 37 dans l'application.
- I Nella app selezionare SBM 37.
- RUS Выберите в приложении SBM 37.



- D Messung durchführen und Benutzerspeicher mit START/STOP bestätigen (App muss für die Übertragung geöffnet sein).
- GB Perform measurement and confirm the user memory by pressing the START/STOP button (app must be open for transfer).
- F Effectuez la mesure et confirmez la mémoire utilisateur en pressant la touche MARCHÉ/ARRÊT (l'application doit être activée pour le transfert).
- I Eseguire la misurazione e confermare la memoria utente con la pressione del pulsante START/STOP (per la trasmissione è necessario che l'app sia aperta).
- RUS Выполните измерение (приложение должно быть открыто для передачи данных) и подтвердите пользовательскую память нажатием кнопки ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).