

## TIRE-LAIT ELECTRIQUE MAMY MILK

REF PCAM0002



### DESCRIPTION

- Aspiration ajustée pour respecter la sensibilité du sein maternel et garantir une extraction du lait indolore
- Accessoires inclus : 1 bouteille de lait de 140 ml avec tétine et capuchon de protection, 1 téterelle en silicone, 1 tuyau d'air, 1 adaptateur secteur AC/DC, 1 câble USB
- Source de courant : courant continu 6V par adaptateur AC/DC / par 4 piles alcalines, types 1.5V (non fournies), courant par 5V cc 1A par câble USB inclus pour connexion au PC ou à la banque d'alimentation
- Code IP : IP22
- Soumis aux normes internationales et à la réglementation en vigueur
- Produit garanti 2 ans

### UTILISATEURS



Particuliers

### CARACTERISTIQUES

	OUI	NON
DISPOSITIF MEDICAL	X	
CE	CE0123	
GARANTIE	2 ANS	
CLASSE MEDICALE	IR	
CODE EAN/DOUANIER	8054619103715 / 9018908400	
PRODUIT(S) EMBALLE(S)		
L x l x h	12.2 x 12.2 x 8.4 CM	
POIDS	0.305 (sans piles) KG	