

## PROTECTIONS GAMME MATELAS

		Gamme  <b>SYSTEM</b>			Gamme  <b>SYSTEM</b> 		
		Polyfilm®	Polymaille®	Polymaille® HD	P.U.	Technologie AG2+	Matelassée
							
TYPE DE PROTECTION	Composition	Film de Polyuréthane hyper-extensible (800 % d'allongement à la rupture).	Enduction de Polyuréthane sur jersey polyester	Enduction de Polyuréthane sur jersey polyamide	Enduction de Polyuréthane sur jersey polyester	Enduction de Polyuréthane sur jersey polyester traité avec la technologie Argent Ag2+	Partie supérieure : polyuréthane bi-élastique / nylon Partie inférieure : nylon Cordura
	Version	Alèse ou drap housse	Housse intégrale	Housse intégrale	Housse intégrale	Housse intégrale	Housse intégrale matelassée
	Usage (MAD/COLL.)		 		 	 	 
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAU	Anallergique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antibactérien		✓	✓	✓	✓ (y compris MSRA)	✓
	Antimicrobien		✓	✓	✓	✓	✓
	Antifongique		✓	✓	✓		✓
	Traitement ions argent					✓	
	Bi-extensibilité	++	+	++	+	++	+
	Respirabilité	+	++	++	++	++	++
CARACTÉRISTIQUES CONFECTION	Mode d'assemblage	Couture	Couture	Soudure + couture	Couture	Soudure + couture	Couture
	Base anti dérapante		✓		✓	✓	✓
	Nombre de compartiments		1	1	2	2	2
	Ouverture		3 côtés	3 côtés	Les 2 compartiments : 3 côtés	Compartiment supérieur : totale sur 4 côtés Compartiment inférieur : 3 côtés	Coiffe : totale sur 4 côtés Compartiment inférieur : 3 côtés
	Sangle intégrée					✓	✓
	Boutons pression				4	6	
ENTRETIEN & DÉINFECTION	Lavage						
	Désinfection	 Par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhydes...)					




**GAMME**  **SYSTEM**®

CARACTÉRISTIQUES MATELAS					RÉFÉRENCES PROTECTIONS CORRESPONDANTES			
Réf. Matelas	Dim. couchage	Haut. matelas	Modèle	Coins arrondis	Alèse Polyfilm*	Drap Housse Polyfilm*	Housse intégrale Polymaille*	Housse intégrale Polymaille* <b>HD</b>
P111M/P	90 x 200 cm	14 cm	Matelas Hébergement	●		P402PF	P452PM	
P101M/P	90 x 200 cm	17,5 cm	POLYPLOT® - 1 partie 17,5 cm		P401PF	P402PF	P421PM	
P102M/P	90 x 200 cm	17,5 cm	POLYPLOT® - 1 partie 17,5 cm		P401PF	P402PF	P421PM	
P101M/PL	90 x 200 cm	14 cm	POLYPLOT® - 1 partie 14 cm	●	P401PF	P402PF		
P102M/PL	90 x 200 cm	14 cm	POLYPLOT® - 1 partie 14 cm	●			P452PM	P452PF
P102M/PL	80 x 200 cm	14 cm	POLYPLOT® - 1 partie larg. 80	●			P452PM80	P452PF80
P102M/PL	110 x 200 cm	14 cm	POLYPLOT® - 1 partie larg. 110	●			P452PM110	
P102M/PL	120 x 200 cm	14 cm	POLYPLOT® - 1 partie larg. 120	●			P452PM120	
P102M/PL	140 x 200 cm	14 cm	POLYPLOT® - 1 partie larg. 140	●			P452PM140	
P141M/M	90 x 200 cm	17,5 cm	POLYMULTI® - 3 parties		P401PF	P402PF	P421PM	
P161M/O	90 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® Standard	●			P452PM	P452PF
P161M/OP	90 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® Multiportance	●			P452PM	P452PF
P161M/OH	90 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® Heavy	●			P452PM	
P161M/O	90 x 190 cm	14 cm	VISCOFLEX® Long. 190	●			P452PM190	P452PF190
P161M/O	90 x 220 cm	14 cm	VISCOFLEX® Long. 220	●			P452PM220	
P161M/O	70 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® larg. 70	●			P452PM70	
P161M/O	80 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® larg. 80	●			P452PM80	P452PF80
P161M/O	110 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® larg. 110	●			P452PM110	
P161M/O	120 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® larg. 120	●			P452PM120	
P161M/O	140 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® larg. 140	●			P452PM140	
P161M/OK	70 x 170 cm	14 cm	VISCOFLEX® Kid Long. 170	●			P452PM170	
P161M/OK	80 x 160 cm	14 cm	VISCOFLEX® Kid Long. 160	●			P452PM160	
P161M/C	90 x 200 cm	14 cm	COMBIFLEX® Standard				P451PM	
P161M/S	90 x 200 cm	6 cm	Surmatelas Standard				P471PM	
P161M/OE	90 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® Évolutif	●			P462PM	
P161M/OR	90 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® Air	●			P462PM	
P161M/O2R	90 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® Air + Air	●			P462PM	

**GAMME**  **SYSTEM**® *by* **stryker**®

CARACTÉRISTIQUES MATELAS					RÉFÉRENCES PROTECTIONS CORRESPONDANTES		
Réf. Matelas	Dim. couchage	Haut. matelas	Modèle	Coins arrondis	Housse intégrale P.U.	Housse intégrale AG <sup>2+</sup>	Housse intégrale Matelassée
PSOF0001	90 x 200 cm	16 cm	SOFCARE™ 840		8POH15PU		
P1000002	90 x 200 cm	18 cm	NOUVEAU P100™		8POH15PU	8POHAGE	
PEOL0002	90 x 200 cm	18 cm	EOLE SUPREME™			8POHAGE	
PEOL0002120	90 x 200 cm	18 cm	EOLE SUPREME™ 120 cm			8POHAGE120	
P1000DFNY	90 x 200 cm	25 cm	AIR EXPRESS™				H36NY