

PROTECTIONS GAMME ENVIRONNEMENT FAUTEUIL



HOUSSE POLYMAILLE®



Adaptée MAD (version 2 housses)



Adaptée COLLECTIVITÉS

REF 2HW : coussin livré avec 2 housses / REF 1HW : coussin livré avec 1 housse

- Enduction polyuréthane sur textile
- Housse intégrale 6 faces
- Face inférieure anti-dérapante
- Adapté aux usages en MAD et Collectivités
- Anallergique
- Antibactérien, antimicrobien et antifongique
- Bi-extensible
- Housse imper-respirante (imperméabilisée et perméable à la transpiration), adaptée à l'incontinence. Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.
- Ouverture 3 côtés (sauf POLYFORM® : face inférieure)
- Poignée intégrée











HOUSSE POLYMAILLE® HD



Conçue pour les COLLECTIVITÉS

REF se terminant par 1HF : coussin livré avec 1 housse

- Enduction polyuréthane sur textile
- Housse intégrale 6 faces
- Spécialement conçue pour les environnements exigeants et/ou collectivités
- Anallergique
- Antibactérien, antimicrobien et antifongique
- Bi-extensible
- Housse imper-respirante (imperméabilisée et perméable à la transpiration), adaptée à l'incontinence. Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.
- Cousue et soudée
- Sérigraphiée
- Ouverture 2 côtés

| | TYPE DE PROTECTION | |
|---|---|---|
| |  POLYMAILLE® |  POLYMAILLE® HD |
| Composition | Enduction de Polyuréthane sur textile | Enduction de Polyuréthane sur textile |
| Type | Housse intégrale 6 faces | Housse intégrale 6 faces |
| Usage (MAD/Collectivités) |  Adaptée MAD (version 2 housses)  Adaptée COLLECTIVITÉS |  Conçue pour les COLLECTIVITÉS |
| CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX | | |
| Anallergique | ✓ | ✓ |
| Antibactérien | ✓ | ✓ |
| Antimicrobien | ✓ | ✓ |
| Antifongique | ✓ | ✓ |
| Bi-extensibilité | + | ++ |
| Respirabilité | +++ | +++ |
| CARACTÉRISTIQUES CONFECTION (coussins seulement) | | |
| Mode d'assemblage | Couture | Soudure + couture |
| Base antidérapante | ✓ | |
| Ouverture | 3 côtés (sauf POLYFORM® : face inférieure) | 2 côtés |
| Poignée intégrée | ✓ | |
| Sérigraphie | | Sérigraphie indiquant les conditions de lavage |
| ENTRETIEN & DÉSINFECTION | | |
| Lavage |  |  |
| Désinfection |  Par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhydes...) | |

RÉFÉRENCES HOUSSES DE RECHANGE

| DÉSIGNATION | REF | REF | DIMENSIONS |
|--|--------------|---------------|------------------|
| | POLYMAILLE® | POLYMAILLE®HD | |
| Housse pour coussin POLYFORM® P311C | P511PA4040W | P511PA4040F | 40 x 40 x 2,5 cm |
| | P511PA4543W | P511PA4543F | 45 x 43 x 2,5 cm |
| Housse pour coussin POLYFORM® Percé P313C | P513PA4040W | | 40 x 40 x 2,5 cm |
| Housse pour coussin POLYFORM® MIXTE P314C | P514PA4040W | P514PA4040F | 40 x 40 x 6 cm |
| | P514PA4543W | P514PA4543F | 45 x 43 x 6 cm |
| Housse pour coussin DUOFORM® P341C | P541PA3636W | | 36 x 36 x 8 cm |
| | P541PA4242W | P541PA4242F | 42 x 42 x 8 cm |
| | P541PA4246W | | 42 x 46 x 8 cm |
| | P541PA4542W | P541PA4542F | 45 x 42 x 8 cm |
| | P541PA4546W | P541PA4546F | 45 x 46 x 8 cm |
| | P541PA5146W | P541PA5146F | 51 x 46 x 8 cm |
| Housse pour coussin VISCOFLEX® P361C | P541PA5150W | | 51 x 50 x 8 cm |
| | P541PA3636W | | 36 x 36 x 8 cm |
| | P541PA3838W | | 38 x 38 x 8 cm |
| | P541PA4040W | | 40 x 40 x 8 cm |
| | P541PA4242W | | 42 x 42 x 8 cm |
| | P541PA4246W | | 42 x 46 x 8 cm |
| | P541PA4542W | | 45 x 42 x 8 cm |
| | P541PA4546W | | 45 x 46 x 8 cm |
| | P541PA4843W | | 48 x 43 x 8 cm |
| | P541PA5146W | | 51 x 46 x 8 cm |
| Housse pour coussin VISCOFLEX® P361C Plat | P541PA5150W | | 51 x 50 x 8 cm |
| | P541PAL4040W | | 40 x 40 x 8 cm |
| | P541PAL4242W | | 42 x 42 x 8 cm |
| | P541PAL4543W | | 45 x 42 x 8 cm |
| | P541PA3232W | | 32 x 32 x 8 cm |
| | P541PA3636W | | 36 x 36 x 8 cm |
| | P541PA3838W | | 38 x 38 x 8 cm |
| | P541PA3843W | | 38 x 43 x 8 cm |
| | P541PA4040W | P541PA4040F | 40 x 40 x 8 cm |
| | P541PA4242W | P541PA4242F | 42 x 42 x 8 cm |
| Housse pour coussin VISCOFLEX®+ P361CA | P541PA4246W | P541PA4246F | 42 x 46 x 8 cm |
| | P541PA4250W | | 42 x 50 x 8 cm |
| | P541PA4542W | P541PA4542F | 45 x 42 x 8 cm |
| | P541PA4546W | P541PA4546F | 45 x 46 x 8 cm |
| | P541PA4550W | | 45 x 50 x 8 cm |
| | P541PA4843W | P541PA4843F | 48 x 43 x 8 cm |
| | P541PA5146W | P541PA5146F | 51 x 46 x 8 cm |
| | P541PA5150W | P541PA5150F | 51 x 50 x 8 cm |
| | P541PA5646W | P541PA5646F | 56 x 46 x 10 cm |
| | P541PA6150W | | 61 x 50 x 10 cm |
| Housse pour coussin VISCOFLEX®+ d'aide au positionnement P361CP | P541PAP4242W | | 42 x 42 x 8 cm |
| | P541PAP4542W | | 45 x 42 x 8 cm |
| | P541PAP4546W | | 45 x 46 x 8 cm |

| DÉSIGNATION | REF | | DIMENSIONS |
|--|---|-----------------------|--------------------------------|
| | POLYMAILLE* | POLYMAILLE* HD | |
| Housse pour coussin POLYAIR® 60 P301C | | P501PA3636W | 36 x 36 x 6 cm |
| | | P501PA4040W | 40 x 40 x 6 cm |
| | | P501PA4043W | 40 x 43 x 6 cm |
| | | P501PA4046W | 40 x 46 x 6 cm |
| | | P501PA4343W | 43 x 43 x 6 cm |
| | | P501PA4346W | 43 x 46 x 6 cm |
| | | P501PA4640W | 46 x 40 x 6 cm |
| | | P501PA4646W | 46 x 46 x 6 cm |
| | | P501PA5146W | 51 x 46 x 6 cm |
| | | P501PA5150W | 51 x 50 x 6 cm |
| | | P501PA5646W | 56 x 46 x 6 cm |
| | | P501PA6150W | 61 x 50 x 6 cm |
| Housse pour coussin POLYAIR® 100 P302C | | P502PA4040W | 40 x 40 x 10 cm |
| | | P502PA4043W | 40 x 43 x 10 cm |
| | | P502PA4046W | 40 x 46 x 10 cm |
| | | P502PA4343W | 43 x 43 x 10 cm |
| | | P502PA4346W | 43 x 46 x 10 cm |
| | | P502PA4640W | 46 x 40 x 10 cm |
| | | P502PA4646W | 46 x 46 x 10 cm |
| | | P502PA5146W | 51 x 46 x 10 cm |
| | | P502PA5150W | 51 x 50 x 10 cm |
| | | P502PA5646W | 56 x 46 x 10 cm |
| | | P502PA6150W | 61 x 50 x 10 cm |
| | Housse pour coussin POLYAIR® avec option confort P301CMC | | P502PA4343W |
| | | P502PA4643W | P502PA4643F 46 x 43 x 10 cm |
| | | P502PA4646W | P502PA4646F 46 x 46 x 10 cm |
| Housse pour DOSSERET P951D | Small | P951SHW | 44 x 39 x 9 cm |
| | Standard | P951HW | 49 x 44 x 9 cm |
| | Large | P951LHW | 49 x 50 x 10 cm |
| Housse pour DOSSERET HR P952D | | P952HW | 49 x 44 x 9 cm |
| Housse pour CALE DE POSITIONNEMENT des membres supérieurs au fauteuil P961F | | P961HW | |