

PROTECTIONS SOLUTIONS MOTORISÉES GAMME STRYKER® BY SYST'AM®

SOLUTIONS
MOTORISÉES



**Housse P.U.
P100™ / EOLE™**

- Hyper-respirante afin de diminuer l'effet de macération et imperméabilisée.
- Face inférieure anti-dérapante. Compartiment inférieur également anti-glisse pour une meilleure stabilité du surmatelas à l'intérieur du support.
- Munie de boutons de pression pour fixation et maintien du surmatelas en position dans la housse



**Housse AG2+
P100™ / EOLE™**

- Hyper-respirante afin de diminuer de l'effet de macération et imperméabilisée
- Face inférieure anti-dérapante. Compartiment inférieur également anti-glisse pour une meilleure stabilité du surmatelas à l'intérieur du support.
- Traité avec la technologie Ag2+



**Housse AG2+
EOLE™ 20 cm d'Air**

- Hyper-respirante afin de diminuer de l'effet de macération et imperméabilisée
- Traité avec la technologie Ag2+

TYPE DE PROTECTION			
Composition	Enduction Polyuréthane sur textile	Enduction Polyuréthane sur textile traité avec la technologie Argent Ag2+	Enduction Polyuréthane sur textile traité avec la technologie Argent Ag2+
Type	Housse intégrale	Housse intégrale	Housse intégrale
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAU			
Anallergique	✓	✓	✓
Antibactérien	✓	✓ (y compris MSRA)	✓ (y compris MSRA)
Antimicrobien	✓	✓	✓
Antifongique	✓		
Traitement ions argent		✓	✓
Bi-extensibilité	+	++	++
Respirabilité	+++	+++	+++
CARACTÉRISTIQUES CONFECTION			
Mode d'assemblage	Couture	Couture	Couture
Base anti dérapante	✓	✓	
Nombre de compartiments	2	2	1
Ouverture	Les 2 compartiments : 3 côtés	Compartiment supérieur : totale sur 4 côtés Compartiment inférieur : 3 côtés	Coiffe : totale sur 4 côtés
Sangles ou Poignées		Sangle intégrée	Sangle intégrée
Boutons pression	4	6	
ENTRETIEN & DÉSINFECTION			
Lavage			
Désinfection	Par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhydes...)		
REF PROTECTIONS			
P100™	8POH15PU	8POHAGE	
EOLE™	8POH15PU	8POHAGE	
EOLE™ 120 cm		8POHAGE120	
EOLE™ 20 cm d'air			2871002000 (partie supérieure) 2871003000 (partie inférieure)

MATELAS