


STYLEA I Fauteuil Releveur



STYLEA I Chocolat

Conditionnement : x 1 - palette : x 2.



Doté d'un dossier particulièrement confortable avec trois coussins en fibres creuses, le fauteuil Stylea I offre toutes les positions de confort : levé, assis, et quasi couchage. Pour une facilité d'entretien, l'assise est recouverte d'un coussin amovible et déhoussable.

Matériaux : Mécanisme en acier - vérin électrique basse tension 24 volts.

- > Vérins électriques Rohs certifiés
- > 4 coloris au choix (fibres, similicuir)
- > Véritable 3 positions : assis, levée, quasi-couchage
- > Dossier avec coussins ajustables.
- > Kit réglage en profondeur du dossier (option)
- > Kit batterie sur option



Poids total	50,5 kg
Dossier	Fibres
Densité assise	21 kg/m ³

STYLEA I MICROFIBRES

BEIGE
480130

BRONZE
480131

TITANE
480134

CHOCOLAT
480135


CHOCOLAT
480115

SIMILICUIR

Video de présentation

DIMENSIONS

A	Hauteur totale	105 cm	H	Profondeur assise	51 cm
B	Profondeur totale	85 cm	I	Profondeur allongé	166 cm
C	Hauteur accoudoir sol	57 cm			
D	Hauteur dossier	66 cm			
E	Hauteur assise sol	50 cm			
F	Largeur totale	80 cm			
G	Largeur entre accoudoirs	55 cm			



EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
480115	Stylea I similicuir chocolat	3401548692844	
480130	Stylea I beige	3401548692905	
480131	Stylea I bronze	3401041238051	Néant
480134	Stylea I titane	3401548693094	
480135	Stylea I chocolat	3401548685402	