

LiNX™

La commande pour fauteuil roulant nouvelle génération

dynamic™ 

VERMEIREN présente LiNX : Le tout nouveau programme de commande pour fauteuil roulant électrique. LiNX n'améliore pas seulement le confort de conduite, il simplifie aussi le pilotage. LiNX a une structure modulaire qui utilise les toutes dernières technologies.

De plus, la programmation de cette plateforme est simple et son utilisation est très intuitive. Grâce à cela, LiNX peut facilement être ajusté en fonction de vos besoins.



Les images incluses sont uniquement utilisées à but d'illustration, certaines fonctionnalités peuvent être en option.

Pour plus de mobilité

Simple et robuste

- Commande intuitive
- Joystick ergonomique nécessitant une force minimale (190 g)
- Conduite et ajustement de l'assise simultanément
- Connexion sans fil avec smartphone ou tablette

S'adapte à différents types de terrains

LiNX est très réactive sur tous les terrains, même à basse vitesse. La commande analyse en permanence et s'adapte à la surface du sol. Cela améliore votre contrôle sur le fauteuil roulant, même lorsque que vous démarrez sur un tapis épais.

Fiable

LiNX vérifie l'usure des deux moteurs individuellement et compense constamment lorsque cela est nécessaire. Une conduite confortable est donc garantie.



De gauche à droite : Commande Linx avec différentes fonctions, la commande Linx basique et la commande additionnelle pour tierce personne

Modèles équipés



Express



Navix



Timix



Forest 3



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

LiNX offre des données et statistiques complètes pour contrôler les performances de votre fauteuil roulant. Elles peuvent être consultées en temps réel avec une connexion Bluetooth.

Adaptée à vos besoins:

Une plateforme ajustable pour tous les utilisateurs

- Sa structure sous forme de modules et sa large gamme de composants vous permettront de trouver la configuration parfaite pour chaque utilisateur
- Tous les composants sont échangeables et donc, le fauteuil peut être adapté au fil du temps
- Grâce à l'interface utilisateur intuitive, ajuster la programmation est très facile.

*LiNX Access iOS - Compatible avec : iPhone 5 et plus récent, iPod Touch Gen 5 et 6, iPad 2 et plus récent, incluant iPad Pro et tous les iPad minis.